

## كادر مختبر الكيمياء التحليلية للمرحلة الاولى /قسم الكيمياء

| تسلسل | اسماء التدريسين              | ملاحظات    |
|-------|------------------------------|------------|
| 1     | ا.م.د.انتظار داود سليمان     | مشرف مختبر |
| 2     | ا.م.د.ساهرة صادق عبدالرزاق   |            |
| 3     | ا.م.د.سمية محمد عباس         |            |
| 4     | ا.م.د.خالد وليد صالح         |            |
|       |                              |            |
| 5     | م.م.وسن عبدالواحد جاسم       | مسؤول فني  |
| 6     | م.م.وسن قاسم نعمه            |            |
| 7     | م.م.فاطمة اياد               |            |
| 8     | ر.ك.اقدام نبراس عبدالعال نجم |            |

كود الصف الالكتروني للمختبر: m6maqz

## التجربة الاولى

تحليل المجموعة الاولى للايونات الموجبة

تضم هذه المجموعة ثلاث ايونات موجبة وهي (الفضة والرصاص و الزئبقوز) وتم ترسيبها بشكل كلوريدات طفيفة الذوبان في الوسط الحامضي المخفف.

### ا-ايون الفضة $Ag^+$

يستعمل في تفاعلات ايون الفضة محلول نترات الفضة  $AgNO_3$  للحصول على الايون واجراء الكشف الفردية

1- مع حامض الهيدروكلويك يعطي راسب ابيض هو كلوريد الفضة وعند اضافة محلول الامونيا المخفف يذوب الراسب الابيض ويتكون معقد كلوريد الفضة الامونياكي وعند اضافة حامض النتريك المخفف يتكون كلوريد الفضة راسب ابيض ويكون هذا الكشف التاكيدي لايون الفضة.

2- مع محلول يوديد البوتاسيوم يتكون راسب اصفر من يوديد البوتاسيوم

3- محلول كرومات البوتاسيوم يتكون راسب بني محمر من كرومات الفضة

4- محلول هيدروكسيد الصوديوم يتكون راسب اسمر من اوكسيد الفضة

5- مع محلول هيدروكسيد الامونيوم يتكون راسب اسمر من اوكسيد الفضة

### ب- الكشف عن ايون الرصاص $Pb^{++}$

يستعمل محلول نترات الرصاص للحصول على ايون الرصاص واجراء الكشف الفردية للايون.

1- مع حامض الهيدروكلويك المخفف يتكون راسب ابيض من كلوريد الرصاص .

2- مع محلول يوديد البوتاسيوم يتكون راسب اصفر من يوديد الرصاص .

3- محلول كرومات البوتاسيوم يتكون راسب اصفر من كرومات الرصاص (كشف تاكيدي لايون الرصاص) .

4- محلول هيدروكسيد الصوديوم يتكون راسب ابيض من هيدروكسيد الرصاص.


5- مع محلول هيدروكسيد الامونيوم يتكون راسب ابيض من هيدروكسيد الرصاص .

### ج- الكشف عن ايون الزئبقوز $Hg^{++}$

يستعمل محلول نترات الزئبقوز لاجراء كشوفات الفردية للايون

- 1- مع حامض الهيدروكلويك المخفف يتكون راسب ابيض من كلوريد الزئبقوز.
- 2- مع محلول يوديد البوتاسيوم يتكون راسب اخضر مصفر من يوديد الزئبقوز.
- 3- محلول كرومات البوتاسيوم يتكون راسب برتقالي من كرومات الزئبقوز .
- 4- محلول هيدروكسيد الصوديوم يتكون راسب اسمر من اوكسيد الزئبقوز
- 5- مع محلول هيدروكسيد الامونيوم يتكون راسب اسود م ن امينو نترات الزئبقوز.
- 6- مع محلول كلوريد القصديروز يتحرر زئبق حر ذات اللون الاسود (كشف تاكيدي لايون الزئبقوز. )

التجربة الثانية / فصل المجموعة الاولى للكشف عن ايوناتها الموجبة :



## التجربة الثالثة /فصل المجموعة الثانية للأيونات الموجبة

تتضمن هذه المجموعة الكاتيونات التالية ( النحاس ،الزئبق ، الكاديوم ،الرصاص ،

الزئبق ، الزرنيخ ،الانتيمون ، القصدير ) نقوم بإجراء كشوفات مجموعة النحاس فقط لأن مجموعة الزرنيخ والقصدير و الانتيمون هي مواد سامه وغير ممكن التعامل معها في هذه المرحلة.

العامل المرسب للمجموعة الثانية (مجموعة النحاس) هو غاز كبريتيد الهيدروجين ويحضر بشكل اني في المختبر من التحلل المائي للثايوستمايد في محيط حامضي -تفاعلات ايون

### الزئبق $Hg^{++}$

يتم استعمال محلول كلوريد الزئبق لاجراء الكشوفات الفردية

- 1- مع غاز كبريتيد الهيدروجين يتكون راسب اسود من كبريتيد الزئبق.
- 2- مع محلول كلوريد القصديروز يتكون راسب ابيض من كلوريد الزئبقوز (كشف تاكيدي.
- 3- مع محلول يوديد البوتاسيوم يتكون راسب اخضر مصفر من يوديد الزئبق.
- 4- مع محلول هيدروكسيد الصوديوم يتكون راسب اسمر من اوكسيد الزئبق
- 5- مع محلول الامونيا يتكون راسب ابيض من راسب كلوريد الامينو زئبق

### ب-تفاعلات ايون البزموت $Bi^{+3}$

- 1- مع غاز كبريتيد الهيدروجين يتكون راسب ابيض مسمر من كبريتيد البزموت.
- 2- مع محلول يوديد البوتاسيوم يتكون راسب اسمر داكن من ثالث يوديد البزموت .
- 3- مع محلول هيدروكسيد الصوديوم يتكون راسب ابي ض من هيدروكسيد البزموت.
- 4- مع محلول الامونيا يتكون راسب ابيض من راسب ب هيدروكسيد البزموت.
- 5- الكشف التاكيدي لايون البزموت مع كاشف قصديريت الصوديوم والذي يتم تحضيره انيا في المختبر من اضافة هيدروكسيد الصوديوم الى كلوريد القصديروز الى ان يتكون راسب ابيض يذوب هذا الراسب بالزيادة من الهيدروكسيد ونقوم باضافة الكاشف الى ايون البزموت ويتكون راسب اسود.

### ج- تفاعلات ايون النحاسيك $Cu^{++}$

- 1- مع غاز كبريتيد الهيدروجين يتكون راسب اسود من كبريتيد النحاسيك.
- 2- مع محلول يوديد البوتاسيوم يتكون راسب اصفر من يوديد النحاسيك.
- 3- مع محلول هيدروكسيد الصوديوم يتكون راسب ازرق من هيدروكسيد النحاسيك.
- 4- مع محلول الامونيا يتكون راسب ازرق شاحب من هيدروكسيد النحاسيك.
- 5- مع محلول سيانيد البوتاسيوم الحديدوزي يتكون راسب احمر دموي من سيانيد النحاسيك الحديدوزي (كشف تاكيدي).

### د- تفاعلات ايون الكادميوم $Cd^{++}$

- 1- مع غاز كبريتيد الهيدروجين يتكون راسب اصفر من كبريتيد الكادميوم. (كشف مرسب وتاكيدي للايون)
- 2- مع محلول هيدروكسيد الصوديوم يتكون راسب ابيض من هيدروكسيد الكادميوم.
- 3- مع محلول الامونيا يتكون راسب ابيض من هيدروكسيد الكادميوم. يذوب بزيادة من الكاشف.

### هـ- تفاعلات ايون الرصاص $Pb^{++}$


مع العامل المرسب كبريتيد الهيدروجين يتكون راسب اسود من كبريتيد الرصاص. اما بقية الكشفات تم دراستها مع ايونات المجموعة الاولى ولا داعي لاعادتها.

## التجربة الرابعة / فصل ايونات المجموعة الثانية


وفقا للمخطط التالى:

مخطط ( ٤ )

تحليل ايونات المجموعة الثانية أ ( مجموعة النحاس )



تسخين مع تحريك  $3\text{M}, \text{HNO}_3$



٤٤

(التحليل الحجمي)

التجربة الخامسة (تحضير محلول قياسي)

تحضير محلول قياسي لحامض الهيدروكلوريك (0.1N) (مادة سائلة)

1- يحسب حجم حامض الهيدروكلوريك المركز ذي التركيز المعين من معرفة وزنه النوعي ودرجة تركيزه والحجم اللازم لتخفيفه لغرض الحصول على محلول ذو عيارية تقريبية فاذا كان المطلوب تحضير محلول HCl بعيارية (0.1N) وزنه النوعي 18.1 وتركيزه 35% ووزنه المكافئ 46.36 فان الحجم اللازم لتخفيفه الى لتر يحسب كالآتي :-  
اولا نحسب عيارية المحلول المركز : -

عيارية الحامض المركز =  $\frac{\text{الوزن النوعي} \times \text{النسبة المئوية} \times 1000}{\text{الوزن المكافئ}}$

الوزن المكافئ

$$= \frac{1000 \times 1.18 \times 35\%}{36.46}$$

36.46

$$= 11.3$$

نطبق قانون التخفيف: -

( الحامض المخفف ) = ( الحامض المركز )

$$N_1 V_1 = N_2 V_2$$

$$V_1 \times 11.3 = 1000 \times 0.1$$

$$= 5.8 \text{ مل}$$

يضاف 5.8 مل من حامض الهيدروكلوريك المركز باستعمال اسطوانة مدرجة الى 500 مل من الماء المقطر في دورق قياس سعة لتر واحد ثم تغسل الاسطوانة المدرجة بكميات قليلة من الماء المقطر عدة مرات ويضاف ماء الغسل الى القنينة الحجمية ضمنا لنقل كل الحامض كميا الى الدورق القياس. تملأ بعدئذ القنينة الحجمية بالماء المقطر الى حد العلامة ثم يمزج المحلول جيدا بالقلب الدورق ورجه عدة مرات.

**التجربة السادسة) تحضير محلول قياسي)**

تحضير محلول قياسي من كاربونات الصوديوم (0.1N) (مادة صلبة)


يوزن بدقة في زجاجة ساعة باستخدام ميزان حساس) 325.1غم) من مادة كاربونات الصوديوم النقية (يستخرج الوزن من القانون:

$$N = \frac{W}{Eq.wt} \times \frac{1000}{V ml}$$

يذاب الوزن كميًا مع ما يقارب من 100 مل من الماء المقطر بواسطة الرج المستمر والتحريك ومن ثم يخفف إلى حد العلامة بالماء المقطر إلى 250 مل ويمزج مرة أخرى بقلب الدورق الحجمي عدة مرات.

### التجربة السابعة) تجارب التعادل

تحضير محلول) 0.1N (من حامض الهيدروكلويك ومعايرته مع محلول قياسي من كاربونات الصوديوم.



بعد تهيئة المحاليل نقوم بإجراء الآتي لغرض إيجاد عيارية الحامض:

1- تملأ السحاحة بحامض HCL المراد إيجاد عياريته وحتى العلامة.

2- نأخذ بواسطة الماصة) 5 مل (من محلول كاربونات الصوديوم المعلوم العيارية) 0.1N (وننقله إلى دورق مخروطي.

3- نضيف قطرتين من دليل الميثيل البرتقالي إلى الدورق المخروطي الذي يحتوي على محلول  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  نلاحظ تلون المحلول باللون الأصفر.


4- نقوم بعملية التسحيح مع حامض HCL الموجود في السحاحة نستمر بالاضافة إلى حين تغير لون المحلول من اللون الأصفر إلى اللون الوردي عندها نوقف الاضافة باعتبارها نقطة انتهاء التفاعل.

5- نكرر العملية ثلاث مرات حتى نحصل على قراءات متقاربة أو متطابقة.

6- نستخرج الوسط الحسابي للقراءات الثلاثة ومن ثم نوجد عيارية حامض HCL .

### التجربة الثامنة) تجارب التعادل

تحضير محلول) 0.1N (من هيدروكسيد الصوديوم ومعايرته مع محلول قياسي من HCL



1- تملئ السحاحة بحامض

2- نأخذ بواسطة الماصة (5 مل (من محلول هيدروكسيد الصوديوم وننقله الى دورق مخروطي

3-نضيف قطرتين من دليل الفينونفثالين الى الدورق المخروطي الذي يحتوي على

محلول NaOH نلاحظ تلون المحلول باللون الورد ي .

4- نقوم بعملية التسحيح مع حامض HCL الموجود في السحاحة نستمر بالاضافة الى حين تغير


لون المحلول من اللون الوردى الى عديم اللون عندها نوقف الاضافة باعتبارها نقطة انتهاء التفاعل.

5- نكرر العملية ثلاث مرات حتى نحصل على قراءات متقاربة او متطابقة.

6- نستخرج الوسط الحسابي للقراءات الثلاثة ومن ثم نوجد عيارية NaOH.

### التجربة التاسعة (تجارب التعادل)

تعيين حامضية الخل



1- يوزن 50 غم من الخل تنقل كميا الى قنينه حجمية سعة 250 مللتر.

2- يخفف الحامض المنقول الى القنينة الحجمية بالماء المقطر الى حد العلامة مع الرج المستمر

ر

3- ينقل 10 مل من الخل المخفف ويوضع في دورق مخروطي نظيف ثم نضيف له قطرتين

من دليل الفينولفثالين.

4- نسح ضد محلول هيدروكسيد الصوديوم الى ان يتغير الى اللون الوردى عندها سنكون

وصلنا الى نقطة انتهاء التفاعل.


5- نكرر عملية التسحيح ثلاث مرات ونجد المعدل ونستخرج وزن الحامض والنسبة المئوية.

التجربة العاشرة (تجارب التعادل)

تقدير العسرة في الماء

1- يسح حجم معين من ماء الحنفية (50مل) مع حامض الهيدروكلوريك القياسي بوجود دليل

المثيل البرتقالي دليلا لتعيين نقطة انتهاء التفاعل وفقا للمعادلات: -



2- لثلاث مرات ونجد عسرة الماء

### التجربة الحادية عشر (تجارب الاكسدة والاختزال)

تحضير ومعايرة محلول (0.1N) من برمنغنات البوتاسيوم

1- ينقل باستعمال الماصة (5مل) من محلول اوكزالات الصوديوم الى دورق مخروطي سعة (100مل) ويضاف للدورق (1مل) من حامض الكبريتيك المركز.

2- تملأ السحاحة بمحلول برمنغنات البوتاسيوم ويضبط مستوى المحلول في السحاحة

3- يضاف محلول برمنغنات البوتاسيوم قطرة قطرة ولا تضاف القطرة اللاحقة الا بعد اختفاء قطرة البرمنغنات المضافة الاولى بالتحريك المستمر للمحلول.

4- الاستمرار بالاضافه الى حين الوصول الى نقطة النهاية عندما تلون قطرة واحدة من محلول البرمنغنات المحلول الكلي بلون وردي شاحب ويثبت لون المحلول من 1-2 دقيقة ثم يختفي

5- نكرر التسحيح ثلاث مرات لاستخراج المتوسط الحسابي ونجد عيارية البرمنغنات

### التجربة الثانية عشر (تجارب الترسيب)

الطرق المباشرة / طريقة مور

تحضير ومقايضة محلول نترات الفضة (0.1N) وتعيين كمية الكلوريد في محلول كلوريد ذائب

1- نملأ السحاحة نترات الفضة  $\text{AgNO}_3$  المجهولة العيارية

2- نسحب بواسطة الماصة (5مل) من (NaCl) (0.1N) ملح الطعام ونضيف له

قطرتين من دليل كرومات البوتاسيوم فيصبح لون المحلول اصفر

3- نسح مع محلول نترات الفضة الموجود في السحاحة الى ان يتغير لون الحلول الى البني المحمر عندها نكون قد وصلنا الى نقطة النهاية 4- نكرر العملية ثلاث مرات ثم نجري الحسابات

5- باستخدام قانون التخفيف نجد عيارية النترات .ثم نجد وزن الكلوريد في ملح الطعام

### التجربة الثالثة عشر (تجارب الترسيب)

الطرق المباشرة / طريقة فايا ن

تحضير ومقايضة محلول نترات الفضة (0.1N) وتعيين كمية الكلوريد في محلول كلوريد ذائب

1-نملئ السحاحة نترات الفضة  $AgNO_3$  المجهولة العيارية

2- نسحب بواسطة الماصة 5 مل ( من  $NaCl$  0.1N) ملح الطعام ونضيف له قطرتين من دليل الفلورسين فيصبح لون المحلول اصفر

3- نسح مع محلول نترات الفضة الموجود في السحاحة الى ان يتغير لون الحلول الى الوردي عندها نكون قد وصلنا الى نقطة النهاية

4- نكرر العملية ثلاث مرات ثم نجري الحسابات

5- باستخدام قانون التخفيف نجد عيارية النترات .ثم نجد وزن الكلوريد في ملح الطعام

