

التجربة الثالثة


تحضير المعقد المتعادل Ni(DMG)_2

Bis – dimethylglyoximatonickel(II)


بس – ثنائي مثيل كلايوكسيميتو نيكل (II)

الجزء النظري :




يعد الكاشف داي مثيل كلايوكسيم من المرسبات العضوية وهو حامض ضعيف ويكتب بالصيغة المختصرة DMG وهو قليل الذوبان بالماء ويعطي ايونا واحدا من الهيدروجين عند تايينه .



يستخدم المحلول الكحولي لهذا الكاشف لترسيب النيكل كميا، والنيكل يترسب عند اتحاده مع جزيئتين من الداي مثيل كلايوكسيم محررا ايونين من الهيدروجين، حيث يتعادلان مع زيادة من هيدروكسيد الامونيوم .



والمعقد المتكون راسب احمر قليل الذوبان جدا في الماء ولكنه يذوب في الحوامض المعدنية المخففة .




التهجين : dsp^2

اوربيتال d : داخلي

الصفة المغناطيسية : دايامغناطيسي

الشكل الهندسي : مربع مستوي



المواد الكيميائية المستخدمة :

1. كلوريد النيكل المائي $\text{NiCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$
2. المحلول الكحولي لداي مثيل كلايوكسيم 1% DMG
3. الامونيا المركزة NH_3

الادوات المستخدمة :

2 بيكر ، دورق مخروطي ، اسطوانة مدرجة ، محرك زجاجي ، قمع ترشيح ، ورق ترشيح .

طريقه العمل :

1. اذب 0.3 غم من كلوريد النيكل في 10 مل من الماء المقطر ثم اصف اليه 1 مل من الامونيا المركزة .
2. اصف تدريجياً 2 مل من محلول 1% من داي مثيل كلايوكسيم الى المحلول السابق الى ان تظهر البلورات الحمراء , تاكد من تمام الترسيب باضافة عدة قطرات اخرى من DGM .
3. اترك الراسب ليستقر لمدة نصف ساعة .
4. رشح ثم جفف ثم زن الراسب .

المناقشة :

- س1: ما فائدة اضافة القاعدة الضعيفة NH_4OH ؟ ولماذا لا يمكن اضافة قاعدة قوية مثل NaOH ؟
- س2: لماذا يترك الراسب ليستقر لمدة نصف ساعة ؟
- س3: لماذا يعتبر هذا التفاعل كشف عن النيكل ؟
- س4: هل المعقد موصل للكهربائية ؟ ولماذا ؟
- س5: قارن بين سلوك الليكند DMG^- في هذا المعقد مع سلوك NH_3 في المعقد $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]\text{Cl}_2$ ؟