


Osazone Formation

تكوين الاوزازون:

تتفاعل السكريات الاحادية (الالديهيدية أو الكيتونية) وبعض الثنائية الحاوية على الجذر ادناه:



مع الفينيل هايدرازين مكونة مركبات بلورية صفراء اللون ذات شكل مميز بالامكان ملاحظته تحت المجهر و يمكن تشخيص هذه المركبات بالاستعانة بالعوامل التالية:


- 1- اشكالها البلورية .
 - 2- درجات انصهارها .
 - 3- الزمن الذي يستغرقه تكوين تكون الاوزازون.
 - 4- الوسط الذي انفصلت فيه البلورات (وسط حار أم بارد).
- وعليه فتفاعل الاوزازون لا يحدث الا مع جذر الكربونيل الحر, فهو للسكريات المختزلة فقط.

خطوات التفاعل:

(أ) تفاعل سكر الديهايدي مثل الكلوكوز مع الفينيل هايدرازين:


1- عملية التكثيف: Condensation

في هذه الخطوة يتفاعل الكلوكوز عن طريق المجموعة الالديهيدية في C_1 مع الفينيل هايدرازين ليعطي مركب الفينيل هايدرازون حيث يتحد جذر الامين مع جذر الكربونيل تاركا الماء وهذه الخطوة تُعد اختزالاً لسكر الكلوكوز.



(2) عملية اكسدة: Oxidation

في هذه الخطوة تتأكسد مادة الفينيل هيدرازون الناتجة من الخطوة الاولى الى مركب كيتو فنيل هيدرازون ketophenylhydrazone عند فقدانها لذرتي H المرتبطتين بذرة الكربون الثانية واللتين تعملان على اختزال الفينيل هيدرازين الى أنيلين وامونيا كمافي التفاعل ادناه:




Gluco Phenyl hydrazone

Phenyl hydrazine

Ketophenylhydrazone

(3) عملية تكثيف ثنائية:

في هذه الخطوة يتحد كيتو فنيل هيدرازون مع جزيئة ثالثة من مادة الفينيل هيدرازين في (C2) لتكوين بلورات الكلوكوزازون (Glucosazone) والتي تنفصل على شكل بلورات أبرية صفراء اللون وتتم عملية الفصل وانبوبة الاختبار في حمام الماء المغلي:



Ketophenylhydrazone


Phenyl hydrazine

Glucosazone (ا بري اصفر اللون)

(ب) تفاعل سكر كيتوني (الفركتوز) مع الفينيل هيدرازين:

في هذه الحالة تتكرر نفس الخطوات الثلاثة السابقة للسكر الالديهايدي (الكلوكوز) الا ان الخطوة الاولى (التكثيف) تحدث على ذرة الكربون الثانية C2 ثم الاولى C1 (عكس الكلوكوز) وينتج في النهاية مركب الفركتوزازون (Fructosazone) الذي يتشابه في صفاته الطبيعية والكيميائية مع الكلوكوزازون (الفركتوزازون و الكلوكوزازون هما مركب واحد من الناحية الكيميائية) حيث تتشابه ذرات 3,4,5,6 في الكلوكوز والفركتوز. ويمكن بيان خطوات التفاعل كمايلي:

(1) - عملية التكثيف: Condensation




Fructose

Phenyl hydrazine

Fructophenylhydrazone

(2) - عملية اكسدة: Oxidation




Fructophenylhydrazone

Phenyl hydrazine

Aldophenylhydrazone

(3) عملية تكثيف ثانية:



Aldophenylhydrazone

Phenyl hydrazine

Frutosazone

ملاحظات:

- 1- يحدث التفاعل بثلاث خطوات وهي تكثيف ,أكسدة, ثم تكثيف.
- 2- لا ينجح الكشف الا بوجود زيادة من مادة الفينيل هيدرازين؟ لان التفاعل يحتاج الى ثلاث جزيئات من مادة الفينيل هيدرازين فاذا كانت كمية الفينيل هيدرازين قليلة ادى ذلك الى عدم اتمام التفاعل وعدم تكون البلورات مما يؤدي الى اعطاء نتيجة سلبية للكشف.
- 3- تنفصل بلورات السكريات الاحادية في المحيط الساخن المغلي؟ كونها مواد مختزلة قوية , اما السكريات الثنائية المختزلة فانها لا تنفصل الا من المحيط البارد وعليه وجب ترك الانابيب التي تحوي السكريات الثنائية تبرد بصورة تدريجية لانها ضعيفة الاختزال فنتركها تبرد وتتبلور بصورة تدريجية ونتجنب التبريد السريع؟لانه يؤدي الى تكسر البلورات.
- 4- يحدث تفاعل الاوزازون على ذرة الكربون الاولى والثانية فقط وبما ان الكلوكوز والفركتوز يختلفان فقط في هاتين الذرتين ويتشابهان في ذرة الكربون الثالثة وحتى السادسة, نرى بان كلا السكريين يعطيان نفس الشكل البلوري الابري وعليه لا يمكن التمييز بينهما في هذا الكشف.
- 5- هذا التفاعل يعتمد خاصية الاختزال للسكريات (لان التفاعل يحدث على مجموعتي الالديهيد والكيون الحرين) وعليه ينجح الكشف فقط مع السكريات التي تعطي كشفا موجبا مع كاشف بندكت. لذا فالسكريات غير المختزلة مثل السكروز لايعطي نتيجة موجبة مع كشف الاوزازون.

اشكال البلورات

كلوكوزازون= ابري
 فركتوزازون= ابري
 مالتوزازون= نجمي
 لاكتوزازون= دوار الشمس

:Reagents

كاشف الفينيل هيدرازين: ويحضر بخلط phenyl hydrazine(HCl) مع مادة خلات الصوديوم اللامائية بنسبة متساوية وفي حالة استخدام خلات الصوديوم البلورية فيتم الخلط بنسبة 2:3.

:Procedure

- 1-نضع حوالي 2مل من المحلول السكري في انبوبة اختبار واضف اليه كمية زائدة؟ من كاشف الفينيل هيدرازين ثم رج الانبوبة رجاً جيداً حتى يذوب الكاشف.
- 2- ضع انبوبة الاختبار في حمام مائي مغلي لمدة نصف ساعة مع ملاحظة مايلي :
 - أ- بلورات(اوزازونات) السكريات الاحادية (كلوكوز, فركتوز مثلاً) تنفصل في المحلول الساخن بسرعة؟.
 - ب- اذا انقضت فترة التسخين دون ان تترسب بلورات الاوزازون فيحتمل وجود سكر المالتوز او اللاكتوز (سكريات ثنائية مختزلة) وفي هذه الحالة تترك انبوبة الاختبار لتبرد ببطء (دون محاولة تبريدها بالماء) لتنفصل بلورات هذين السكرين.