

عد كريات الدم الحمر Red Blood Count

تمتاز كريات الدم الحمر في الانسان بانها قرصية الشكل ومقعرة الوجهين تفقد النواة عند النضج. تتكون كرية الدم الحمراء من الماء بنسبة 60% ومواد صلبة بنسبة 40% (تشكل الصبغة التنفسية الهيموغلوبين 90% والباقي عبارة عن مركبات فسفورية شحمية وكوليسترول). تتكون R.B.C في الاطوار الجنينية في مح البيضة المخصبة وبعد تكون الطحال والكبد في الاجنة تتكون فيها الكريات اما بعد الولادة فتتكون في نخاع العظم وفي حالات مرضية معينة مثل فقر الدم تتكون ايضا في الكبد والطحال اضافة الى النخاع.

عادة تتحطم في كل ثانية مليون خلية وتتكون مكانها مليون خلية اخرى لذلك يكون العدد ثابت في الدم ويسمى النظام الذي يستلم الخلايا المتحطمة هو النظام الشبكي الاندوثيلي Reticuloendothelial system الموجود في الكبد والطحال. يتراوح عمر الكرية الحمراء في اللبائن من (100-120) يوم وبمرور الوقت لايتغير شكل الخلية وانما تصبح هشة لذلك تنفجر في النهاية.

وظائف كريات الدم الحمراء:

- ١ - يقوم الهيموغلوبين بنقل O₂ الى مختلف انحاء الجسم.
- ٢ - العودة بالهيموغلوبين محملا بـ CO₂ من النسيج الى الرئتين.
- ٣ - المساهمة في الحفاظ على PH للدم.



ان القيمة الطبيعية لكريات الدم الحمراء في الانسان يتحكم فيها عاملان العمر والجنس، ففي الرجال 4.5-6.5 مليون/ ملم³ وفي النساء 4-5.5 مليون/ ملم³ وفي الاطفال 4-5 مليون/ ملم³. نلاحظ اختلاف عدد كريات الدم الحمراء في الذكور عما هي عليه في الاناث ويحصل هذا التباين في العدد خلال فترة البلوغ كذلك يؤثر العمر على عدد كريات الدم الحمراء فالكائنات الحديثة الولادة تحوي العدد الاكبر مما في الكائنات البالغة.

الحالات الفسلجية التي تسبب زيادة عدد كريات الدم الحمراء:

- ١ - القيام بالتمارين الرياضية.
- ٢ - زيادة درجة الحرارة (يقل الاوكسجين).
- ٣ - العيش في المناطق الجبلية المرتفعة (يقل الاوكسجين بالجو).

عند العيش في المناطق الجبلية يقل الاوكسجين في الجو لذا تقل نسبته في الجسم مما يؤدي الى حصول حالة اختناق في الانسجة لذلك يزداد عدد كريات الدم الحمراء في دم سكان المناطق الجبلية حيث يصل الى 8 ملايين كرية/مل³ لكي تزداد كمية O₂ الذي تحمله للانسجة ولايعتبر هذا المعدل عالي وانما يعتبر طبيعي ايضا تكون نسبة الخلايا الحديثة كبيرة تصل الى 5% من عدد الكريات.

يتم عد كريات الدم الحمراء باستخدام جهاز لعد الكريات يسمى **Haemocytometer** والذي يتكون من ماصتين احدهما كبيرة ذات خرزة حمراء تستعمل هذه الماصة عند عد الكريات الحمر وتوجد على الماصة تقسيمات 101-1-0.5 تمثل حجوم الفراغ داخل الماصة بالمليمترات المكعبة. ايضا يحتوي الجهاز على جزء مهم يسمى صندوق العد Counting chamber والذي هو عبارة عن شريحة زجاجية سميكة يوجد في مسرحها الوسطي تقسيمات مربعة مجهرية.



العمل:

- ١- يعقم الاصبع ويثقب للحصول على قطرة دم.
- ٢- نسحب قطرة الدم بواسطة الماصة ذات الخززة الحمراء الى العلامة 0.5 ونتخلص من الدم الزائد ان وجد بواسطة الفلتر بيبر.
- ٣- يسحب المحلول المخفف **Hayems solution** الذي يتم تحضيره من مواد كلوريد الصوديوم وسلفات الصوديوم وثاني كلوريد الزئبق وتخلط مع الماء المقطر ثم يرشح ويستعمل.
- يساعد المحلول المخفف على منع تخثر الدم او التكتل ويحافظ على شكل كريات الدم الحمراء لانه محلول isotonic ويعتبر hypotonic لكريات الدم البيضاء والصفائح الدموية وبالتالي يمنع ظهورها. يتم سحب المحلول المخفف الى العلامة 101 وبذلك يتخفف الدم بمقدار 200 مرة
- ٤- نغلق نهايتي الماصة بواسطة السبابة والابهام ويخلط المزيج وتترك الماصة لمدة 2- 3 دقائق ليهدأ المزيج ويتم التخلص من القطرات الاولى من الدم المخفف.
- ٥- نضع قطرة من الدم المخفف عند حافة الغطاء الزجاجي الموضوع على الشريحة ونلاحظ انسحابها بالخاصية الشعرية مابين الغطاء والشريحة وتترك الشريحة لمدة دقيقة لكي تترسب الكريات الحمر.
- ٦- نفحص بواسطة المجهر ونسجل النتائج في خمس مربعات.
- ٧- تغسل الماصة وشريحة العد غسلا جيدا بالماء المقطر وتجفف.

الحسابات :

$$R.B.C.C = N/80 \times 400 \times 200 \times 10$$
$$= N \times 10000$$

$$N = \text{عدد كريات الدم الحمراء المحسوبة في 5 مربعات متوسطة}$$
$$80 = \text{مجموع المربعات الصغيرة المحسوبة (5 \times 16)، في كل مربع من الخمسة مربعات}$$

يوجد 16 مربع صغير.

$$400 = \text{مجموع المربعات الصغيرة الكلية (16 \times 25).}$$
$$200 = \text{معامل التخفيف 0.5/101 وننزل بضع قطرات}$$
$$10 = \text{معامل الحجم (0.1 حجم القطرة \times 100 ملم}^3\text{).}$$