



Ninhydrin Test

اولاً / كشف الننهيدرين:

يعتمد هذا الكشف على وجود جذر الامين α -Amine وجذر الكربوكسيل بصورة حرة، لذا فجميع الاحماض الامينية وبالتالي البروتينات تستجيب لهذا الكشف.

الننهيدرين: مادة مؤكسدة قوية جداً، تتفاعل مع الاحماض الامينية في pH (4-8) لتعطي مركبات ونواتج ملونة. التفاعل حساس جداً ومثالي لكشف الكميات القليلة جداً من الاحماض الامينية في تجارب كروماتوغرافيا الورق. اذن يتفاعل الننهيدرين مع جميع الاحماض الامينية معطياً اللون البنفسجي وفق المعادلة ادناه:



Ruhemauns purple

Reagents: (1) زلال البيض (5%) Egg albumin

(2) محلول النيهيدرين (1%) {Tri ketoninhyhydrin hydrate}

Procedure: اصف 8 قطرات من محلول النيهيدرين الى 2 مل من زلال البيض. سخن لمدة دقيقتين لدرجة الغليان. لاحظ اللون الازرق.

ملاحظات:

(1) يعتبر الكشف عاماً لجميع الاحماض الامينية والبروتينات.

(2) بالامكان تقدير كمية الاحماض الامينية من خلال حساب كمية CO_2 المتحررة.

Xanthoproteic Reaction

ثانياً/ تفاعل الزانثوبروتيك:

يعتمد هذا الكشف على وجود المركبات البنزينية حيث تحدث عملية النترجة لحلقة البنزين الموجودة بالحمض الاميني ولان مركبات النترو الناتجة تكون صفراء اللون لذا سمي الكشف بالزانثوبروتيك (اصفر=xantho) .

Reagents (1) محلول زلال البيض او. Tryptophan, Tyrosin.

(2) حامض HNO_3 المركز.

(3) هيدروكسيد الامونيوم المركز NH_4OH


Procedure: اصف بضع قطرات من HNO_3 المركز الى محلول البروتين. سخن لدرجة الغليان (لمدة دقيقة واحدة) لاحظ اللون او الراسب الاصفر المتكون. برد الانبوبة ثم اصف اليها قليل من محلول هيدروكسيد الامونيوم المركز ولاحظ اللون البرتقالي المتكون. ان الاحماض الامينية التي تحوي حلقة اروماتية تكون مشتقات نيتروجينية صفراء اللون عند معاملةها مع HNO_3 المركز اما املاح هذه المشتقات فتكون برتقالية اللون.

ملاحظات: (1) يدل هذا الكشف على وجود احماض امينية اروماتية (تايروسين, تربتوفان) في جزيء البروتين. (2) الجلاتين يعطي كشفا سالبا لنقص الاحماض الامينية الاورماتية فيه.

س/ لماذا يترك حامض النتريك المركز بقعة صفراء عند سقوطه على الجلد؟


ثالثاً/ كشف هوبكنز كول الخاص بالتربتوفان: Hopkins-col Test

ان حلقة الاندول الموجودة في الحامض الاميني التربتوفان تتفاعل مع حامض الكلايوكسيليك (Glyoxylic acid) بوجود حامض قوي مثل حامض الكبريتيك المركز لتعطي حلقة بنفسجية وهذا دليل على احتواء البروتين على الحامض الاميني التربتوفان. اذن فهذا الكشف مميز للتربتوفان, لاحتوائه على جذر الاندول.



Indol Ring

Tryptophan



Glyoxylic acid

Reagentse: (1) عينة من احد البروتينات التالية (زالال البيض ,جلاتين ,كازئين الحليب)

(2) كاشف هوبكنز كول (Glyoxylic acid)

(3) حامض الكبريتيك المركز H_2SO_4

Procedure: اصف (2مل) من كاشف هوبكنز كول الى (2مل) من محلول البروتين. امزج جيداً ثم اصف باحتراس حوالي (5مل) من حامض الكبريتيك المركز بحيث ينزلق على جدران الانبوبة الداخلية ولاحظ تكون حلقة وردية او بنفسجية عند سطح الانفصال.

ملاحظات:

- (1) يُعد الكشف مميزاً للتربتوفان الحاوي على جذر الاندول.
- (2) الجلاتين لايعطي الكشف لانه خالي من حامض الترتوفان.

Millon's Test (Tyrosine)

رابعاً /كشف ميلون:

يعتمد هذا الكشف على وجود مجموعة الفينول في الحامض الاميني. وبما أن التايروسين هو الحامض الاميني الوحيد الذي يمتلك هذه المجموعة ، لذا يعتبر هذا الكشف خاصاً بالتايروسين.

Reagents: (1) محلول زلال البيض (5%) Egg Albumin

(2) كاشف ميلون Millon's Reagent (نترات الزئبقوز والزنبيك بوجود حامضي النتروز والنتريك)

Procedure: اصف بضع قطرات من محلول ميلون (حديث التحضير) الى (2مل) من محلول البروتين ، ثم سخن في حمام مائي مغلي ولاحظ ظهور اللون الوردي.

ملاحظة: الجلاتين يعطي كشف ضعيف لاحتوائه على كميات قليلة من التايروسين.