



التفاعل بين المستضد والجسم المضاد Antigen-Antibody Interaction (تفاعلات التلازن Agglutination Reactions)

ان ارتباط المستضد Antigen مع الجسم المضاد الخاص به (Specific Antibody) يدعى بالتفاعل بين المستضد والجسم المضاد ويختصر بـ Ag-Ab Interaction وينتج عن هذا الارتباط تكوين المعقد المناعي Immuno-Complex.



ان الاسهم المتعاكسة في المعادلة اعلاه تدل على ان الارتباط بين المستضد والجسم المضاد هو ارتباط ضعيف وتتحكم به قوى ارتباط (Binding Forces) ضعيفة هي:-

1. Van der Waals forces
2. Electrostatic forces
3. Hydrogen bonds
4. Hydrophobic forces

أنواع التفاعلات بين المستضد والجسم المضاد The types of Ag-Ab reactions

- 1- تفاعلات التلازن Agglutination
- 2- تفاعلات الترسيب Precipitation
- 3- تثبيت المتمم Complement fixation
- 4- فحص الادمصاص المناعي المرتبط بالإنزيم Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)
- 5- التآلق المناعي (IM) Immunofluorescence



انواع المستضدات Types of Antigens

- 1) (Hormones, Cell surface structure, enzymes) Polypeptides & Proteins (Exotoxins).
- 2) (Cell membrane) Lipoproteins.
- 3) (Blood cell markers) Glycoproteins.
- 4) (DNA complexed to protein but not pure DNA) Nucleoproteins.
- 5) (Bacterial capsule) Polysaccharides.

تفاعل التلازن Agglutination Reaction

التلازن او التراص: هو تكتل الجسيمات Clumping of particles وهذا المصطلح مشتق من الكلمة اللاتينية Agglutinare والتي تعني الغراء، ويشترط بالمستضد ان يكون حبيبي (غير ذائب) (Non soluble) Particulate Ag مثل البكتيريا، المستضدات الموجودة على سطح كريات الدم الحمراء وغيرها.

$$\text{Particulate antigen} + \text{Antibody} = \text{Agglutination}$$

تطبيقات تفاعل التلازن Applications of Agglutination reaction

1- مجاميع الدم ABO & Rh Systems

تتميز كريات الدم الحمراء للإنسان مثلها مثل اي خلايا بوجود مركبات البروتينات السكرية Glycoproteins والبروتينات الدهنية Glycolipids على سطح الغشاء الخلوي وهذه المكونات لها خاصية مستضدية، ومثل ذلك البروتينات السكرية الموجودة على سطح كريات الدم الحمراء للإنسان والتي تنتج نظام الدم او ما تسمى مجموعة الدم ABO. تصنف فصائل الدم بحسب نظام ABO الى الفصائل الموضحة في الشكل التالي:-



Lab 4


علم المناعة العملي Practical Immunology



	Group A	Group B	Group AB	Group O
Red blood cell type				
Antibodies in plasma	 Anti-B	 Anti-A	None	 Anti-A and Anti-B
Antigens in red blood cell	 A antigen	 B antigen	 A and B antigens	None

شكل (1): فصائل الدم حسب نظام ABO

اما نظام Rh فيعتمد على وجود او انعدام بروتين يسمى بالمستضد D فعند وجوده على سطح كريات الدم الحمر تعطى فصيلة الدم اشارة موجبة Rh^{+ve} ، وعند انعدامه تعطى اشارة سالبة Rh^{-ve} كما موضح في الشكل التالي:-



شكل (2): نظام Rh



Lab 4

علم المناعة العملي Practical Immunology



❖ تقسم فصائل الدم اعتمادا على النظامين اعلاه الى ما يلي:-

HOW TO READ YOUR RESULTS				
BLOOD TYPE	ANTI-A	ANTI-B	ANTI-D	CONTROL
O-POSITIVE				
O-NEGATIVE				
A-POSITIVE				
A-NEGATIVE				
B-POSITIVE				
B-NEGATIVE				
AB-POSITIVE				
AB-NEGATIVE				

شكل (3): فصائل الدم اعتمادا على نظامي ABO و Rh حيث تشير المنطقة المحيطة الى حدوث التلازن.



Lab 4

علم المناعة العملي Practical Immunology



المواد المستعملة

1. طبق خاص بالفحص يحتوي على حفر.
2. امصال مضادة Anti D ، Anti B ، Anti A (ABO kit).
3. عيدان للتحريك.
4. ابر وخز Lancets.
5. كحول وقطن للتعقيم.



شكل (4): ABO kit

طريقة العمل

1. عقم طرف الاصبع بالكحول ثم اعمل وخزاً في طرفه للحصول على الدم.
2. ضع قطرة دم في 3 حفر من الطبق (قطرة في كل حفرة).
3. اضع المصل المضاد فوق القطرات (توزع الامصال Anti A ، Anti B ، Anti D على القطرات) مع الحذر من تلوث القطارة بالدم.
4. امزج الدم مع المصل المضاد باستعمال العيدان ثم حرك الطبق.
5. اقرأ النتيجة كما في الشكل (3).



2- اختبار الحمل Pregnancy test

الهورمون الأكثر شيوعا في تشخيص الحمل هو الهورمون البشري المحرض للقدن Human Chorionic Gonadotropin (HCG)، وهو عبارة عن بروتين سكري Glycoprotein يفرز من المشيمة يظهر في دم الحامل بعد 6 ايام من الحمل، اما في البول فيظهر بعد 10-12 يوم. ويعد هذا الهورمون من العلامات الاساسية لتشخيص الحمل في المراحل المبكرة.

1- التشخيص المباشر باختبار التراص على الشريحة Direct Latex Agglutination Slide test

تستعمل في هذا الاختبار كريات اللاتكس Latex beads المغلفة بالمصل المضاد (Anti HCG serum) وتمزج مع مصل او بول المرأة المراد تشخيص الحمل لديها وكما موضح فيما يلي:-

Ab-coated latex + **urine with Ag HCG** → Agglutination (**positive test**)

Ab-coated latex + **urine without Ag HCG** → No agglutination (**negative test**)

2- التشخيص غير المباشر باختبار تثبيط التراص Agglutination inhibition test

في هذه الطريقة يمزج مصل او بول المرأة المراد تشخيص الحمل لديها مع المصل المضاد (Anti HCG serum) ومن ثم يضاف عالق من كريات اللاتكس المغلفة بهورمون HCG وكما موضح فيما يلي:-

Anti HCG serum + **urine with Ag HCG** + Ag-coated latex → **No agglutination** (**positive test**)

Anti HCG serum + **urine without Ag HCG** + Ag-coated latex → **Agglutination** (**negative test**)

3- العامل الرثواني (RF) Rheumatoid Factor


هو الاضداد الذاتية Autoantibody (IgM غالبا) الموجهة ضد Fc portion للجسم المضاد IgG للانسان، حيث يرتبط العامل الرثواني RF مع الجسم المضاد IgG فتتكون معقدات مناعية Immune complexes تؤدي الى تطور الاصابة. يستعمل هذا الاختبار لتشخيص مرض التهاب المفاصل الرثواني (Rheumatoid Arthritis) الذي يعد من امراض المناعة الذاتية، وقد يكون RF دليل للإصابة بأمراض أخرى.

النسبة الطبيعية للعامل الرثواني هي اقل من 14 وحدة دولية (IU)/ml.



Lab 4

علم المناعة العملي Practical Immunology



شكل (5): Rheumatoid factor

عدة الاختبار RF kit





مكونات العدة RF kit

Reagent: كريات اللاتكس مغلفة بالجسم المضاد IgG للإنسان.

Positive control: مصل عياري موجب يحتوي على العامل الرثواني (IgM).

Negative control: مصل عياري سالب

شكل (6): RF kit



شكل (7): مبدأ عمل اختبار RF



4- اختبار ويدال Widal test

- ❖ يستعمل لتشخيص الإصابة بمرض الحمى التيفوئيدية (Typhoid fever) والحمى الباراتيفوئيدية (Paratyphoid fever).
- ❖ يكشف عن الأجسام المضادة الخاصة ببكتريا *Salmonella* في حالة الإصابة بالمرض.
- ❖ سمي الفحص على اسم الطبيب وعالم الجراثيم الفرنسي Georges Fernand Isidore Widal.
- ❖ تستعمل في هذا الاختبار مستضدات مختلفة محضرة من بكتريا السالمونيلا وكما موضح في الجدول التالي:-

المستضد	البكتريا
<i>Salmonella typhi</i> H <i>Salmonella typhi</i> O	<i>Salmonella typhi</i>
<i>Salmonella paratyphi</i> A-H <i>Salmonella paratyphi</i> A-O	<i>Salmonella paratyphi</i> A
<i>Salmonella paratyphi</i> B-H <i>Salmonella paratyphi</i> B-O	<i>Salmonella paratyphi</i> B

حيث H هو المستضد السوطي (Flagellar) للبكتريا، بينما O هو المستضد الجسمي (Somatic).

- ❖ هناك طريقتين لإجراء الاختبار وهما:-

1- طريقة الشريحة الزجاجية Slide Agglutination test

طريقة نوعية Qualitative، أي تستعمل لمعرفة نوع الإصابة ولا تحدد شدة الإصابة، ويمكن توضيحها بالشكل التالي:-



شكل (8) : Slide Agglutination test



Lab 4

علم المناعة العملي Practical Immunology



مكونات العدة Widal test kit

Reagent: المستضدات O و H لأنواع جنس السالمونيلا كما موضح في الجدول السابق.

Positive control: مصل عياري موجب.

Negative control: مصل عياري سالب.




شكل (9): Widal test kit

2- طريقة التراص بالانبوب Tube agglutination test

هي طريقة كمية Quantitative تستعمل لمعرفة تركيز الاجسام المضادة في مصل المريض حيث يخفف المصل بطريقة التخفيف المتسلسل (Serial dilutions) وتضاف اليه كمية محددة من المستضد وتؤخذ النتيجة كمقلوب أعلى تخفيف يظهر نتيجة ايجابية او ما يسمى بالمعيار Titer.

5- (RBT) Rose Bengal Test

اختبار ترص يستعمل لتشخيص الحمى المالطية (Brucellosis) في الانسان والحيوان، ويوضح الشكل التالي صورة للاختبار وعدة التشخيص الخاصة به:-



مكونات العدة Contents of RB kit

Reagent: مستضدات البكتريا المصبوغة بصبغة Rose Bengal.

Positive control: مصل عياري موجب.

Negative control: مصل عياري سالب.

شكل (10): Rose Bengal test



6- اختبارات مضاد الحالة العقدية (ASOT) Antistreptolysin O Test

يستعمل هذا الاختبار في تشخيص الاصابة ببكتريا المكورات المسبحية Streptococcal infection وبالأخص *Streptococcus pyogenes*. يوضح الشكل التالي صورة لعدة التشخيص:-



مكونات العدة ASO kit

Reagent: كريات لاتكس مغلفة بالمستضد Antistreptolysin O Ag.
Positive control: مصل عياري موجب يحوي اجسام مضادة Antistreptolysin O Ab.
Negative control: مصل عياري سالب.

شكل (11): Antistreptolysin O kit

تعريف مهمة

المعيار Titer: هو مقلوب اعلى تخفيف يعطي نتيجة موجبة.

التخفيف المتسلسل Serial dilution: هو سلسلة من التخفيفات المتسلسلة لمادة في محلول.

معامل التخفيف Dilution factor: هو عدد مرات تخفيف محلول قياسا الى المحلول الاصلي.