





Practical Immunology



LAB 1 Cells of the immune system خلايا الجهاز المناعي



(مخطط يوضح خلايا الجهاز المناعي)



Lab 1

علم المناعة العملي Practical Immunology

2024/2025




خلايا الجهاز المناعي (Cells of the immune system)

ملاحظة: جميع خلايا الجهاز المناعي تنشأ من خلية واحدة في نخاع العظم تسمى الخلية الجذعية المكونة

للدّم (. (Heamatopoietic stem cell)

خلايا الجهاز المناعي

1- الخلايا البيضاء غير المحببة [**A granulocytes (mononuclear leukocytes)**] وتشمل:



أ- الخلايا اللمفية Lymphocytes


- 1) نواتها دائرية ومفردة وغامقة الصبغة وتحتل معظم حجم الخلية.
- 2) شائعة الوجود في الجهاز اللمفي.
- 3) نسبتها بالإنسان الطبيعي 20-30%.
- 4) توجد ثلاثة أنواع من الخلايا اللمفية هي:

1- الخلايا اللمفية التائية (T-lymphocytes) وتنقسم إلى:-

- الخلية التائية المساعدة (4T- helper CD).
- الخلية التائية السمية (8T-cytotoxic CD).
- الخلية التائية المنظمة (T- regulatory).

2- الخلايا اللمفية البائية (B- lymphocytes).

3- الخلايا القاتلة الطبيعية (Natural killer cells NK).





Lab 1

علم المناعة العملي Practical Immunology

2024/2025



ب- الخلايا الوحيدة النواة Monocytes.

- (1) كبيرة الحجم، نواتها كلوية الشكل وتحتوي على كمية كبيرة من السيتوبلازم.
- (2) نسبتها 1-6%.
- (3) تمر بعمليات تمايز عند خروجها من مجرى الدم إلى الأنسجة، وتكسبها هذه العمليات القدرة على الالتهام فتدعى حينها بالخلايا البلعمية Macrophages.




2- الخلايا البيضاء المحببة [granulocytes (polymorphonuclear leukocytes)] وتشمل:

أ- العدلات Neutrophils


- (1) تعتبر الخط الدفاعي الأول للجهاز المناعي.
- (2) سريعة الاستجابة تصل إلى موقع الالتهاب خلال ساعة.
- (3) لها القدرة على الالتهام.
- (4) لها سيتوبلازم محبب، توجد بمركزه نواة مفصصة multi-lobed nucleus.
- (5) أكثر خلايا الدم البيض شيوعا وتصل نسبتها إلى 50-70%.

ب- الحمضات Eosinophils



- (1) اكتسبت اسمها بسبب شدة تلون حبيبات السيتوبلازم بالصبغة الحامضية.
- (2) نواتها ذات فصين bi-lobed nucleus متصلة بخيط نحيف.
- (3) يحتوي السيتوبلازم على حبيبات مدورة خشنة وذات حجم واحد.
- (4) نسبتها 2-3%.
- (5) وظيفتها هي القضاء على الطفيليات، حيث تهاجم يرقات الديدان التي تغزو الجسم.
- (6) تزداد نسبتها في حالة تفاعلات الحساسية allergic reactions.

ج- القعدات Basophils



- (1) تتميز حبيبات سيتوبلازمها بتلونها الغامق بالصبغة القاعدية.



علم المناعة العملي Practical Immunology



Lab 1

2024/2025

- (2) وظائفها المساهمة في احداث العملية
الالتهابية بالأنسجة، حيث انها تلعب دور رئيسي في تفاعلات الحساسية، خاصة من النوع
الاول من فرط الحساسية Type I hypersensitivity reactions.
(3) نواتها ثنائية او ثلاثية الفصوص ولا ترى بسهولة.
(4) حبيبات السيتوبلازم خشنة وكبيرة.
(5) نسبتها 0.5-1%.

ملاحظة: هناك خلايا اخرى في الجهاز المناعي لها اهمية كبيرة في عملية تنظيم الاستجابة المناعية
وتقديم المستضد Antigen presentation وهي البلاعم Macrophages والخلايا
الشجرية
Dendritic cells .

تحضير المسحة الدموية (Preparation of the blood smear)

1-أهمية المسحة الدموية

1. حساب العدد التفريقي (differential count) لخلايا الدم البيض WBC.
2. دراسة المكونات الخلوية للدم من حيث الشكل morphology و التركيب structure.
3. تشخيص الإصابة ببعض الامراض مثل anemia، leukemia ، وغيرها من الامراض.

2-المواد اللازمة لتحضير المسحة الدموية

1. المشارط المعقمة sterilized lancets.
2. عدد من الشرائح الزجاجية المجهرية النظيفة clean glass microscopic slides.
3. الكحول الايثيلي 75% للتعقيم ethyl alcohol.
4. قطن طبي.
5. ماء مقطر dislled water يستخدم كمحلول منظم buffer (يستخدم لتخفيف الصبغة
ويمنع التغير في الاس الهيدروجيني pH).
6. صبغة لشمان leishman's stain (قد تستخدم صبغات اخرى مثل giemsa stain او
wright's stain وغيرها).
7. مجهر ضوئي light microscope.



علم المناعة العملي Practical Immunology

Lab 1

2024/2025




زيت السيدار cedar oil.

8.

3- تحضير مسحة الدم

1. توضع قطرة صغيرة من الدم على الشريحة الزجاجية المجهرية (توضع القطرة على بعد مناسب عن حافة الشريحة).
2. تنشر قطرة الدم على الشريحة الزجاجية بواسطة الشريحة الناشرة spreader slide (توضع الشريحة الناشرة بزاوية 30-35° امام قطرة الدم).
3. يجب ان تتلامس حافة الشريحة الناشرة مع قطرة الدم.
4. تسحب الشريحة الناشرة للخارج بحيث تترك مكانها مسحة رقيقة من الدم.
5. تترك المسحة لتجف ثم تصبغ بصبغة لشممان.



(صور توضح خطوات تحضير مسحة الدم)



Lab 1

علم المناعة العملي Practical Immunology

2024/2025



4-تصبغ مسحة الدم

1. تغطي المسحة بصبغة لشمان (مع حساب عدد قطرات الصبغة المضافة).
2. بعد 2 دقيقة يضاف الماء المقطر (عدد القطرات مساوي لعدد قطرات الصبغة المضافة) ويترك لمدة 5-7 دقيقة مع التحريك لمزج الماء المقطر مع الصبغة.
3. تغسل المسحة بماء الحنفية tap water.
4. تترك الشريحة لتجف ثم تفحص تحت المجهر.

حالات الزيادة والنقصان في العدد الكلي والتفريقي لخلايا الدم البيض

- يبلغ العدد الكلي total count لخلايا الدم البيض 4000-11000 خلية في المايكروليتر الواحد من الدم، في حالة نقصان العدد عن الحد الطبيعي تسمى الحالة leukopenia، اما في حالة زيادة العدد فتسمى الحالة leukocytosis.
- اما عند تأثر العدد التفريقي لخلايا الدم البيضاء (النسبة المئوية لكل نوع من انواع الخلايا) فتسمى الحالات كما يلي:-
 - 1- انخفاض عدد اللمفيات (lymphopenia).
 - 2- انخفاض عدد العدلات (neutropenia).
 - 3- زيادة عدد اللمفيات (lymphocytosis او lymphocytic leukocytosis).
 - 4- زيادة عدد العدلات (neutrophilia او neutrophilic leukocytosis).
 - 5- زيادة عدد الخلايا الوحيدة (monocytosis او monocytic leukocytosis).
 - 6- زيادة عدد الحمضات (eosinophilia او eosinophilic leukocytosis).
 - 7- زيادة عدد القعدات (basophilia او basophilic leukocytosis).