

إيضاح تجربة لامبرت بير

الأجهزة المستخدمة :

UV-Vis Spectrophotometer




Visible Spectrophotometer

Features:

- Wavelength Range: 320-1020nm
- Spectral Bandwidth: 5nm
- Optical System : Single Beam, Grating 1200lines/mm
- Wavelength Accuracy: $\pm 2\text{nm}$
- Wavelength Repeatability: 1nm
- Photometric Accuracy: $\pm 0.5\%T$

Categories: A to Z All Lab Instruments , Analytical Instruments, Basic Lab Instruments, BioTech Instruments, Environmental Instruments, Pharmaceuticals Instruments Tags: Spectrophotometer, UV Vis Spectrophotometer

Block diagram for the Spectrophotometer



ينص قانون بيير-لامبرت على :
 " إن الزيادة المتتالية في عدد الجزيئات الممتصة للإشعاع والواقعة في طريق حزمة
 من إشعاع أحادي اللون تمتص أجزاء متساوية من الطاقة الإشعاعية التي تمر بها"
 ويعرف أيضا بالقانون العام للامتصاص.

$$\log I_0 / I = A = \epsilon b c \quad \text{or} \quad A = a b c$$

حيث إن:

I_0 شدة الضوء الساقط على المحلول

I شدة الضوء النافذ

ϵ ثابت التناسب ويسمى بالامتصاصية المولية Molar Absorptivity

a ثابت التناسب ويسمى بالامتصاصية النوعية Specific Absorptivity

b طول مسار الضوء خلال المحلول

c تركيز المحلول

طريقة العمل:

1. يتم تحضير عدة محاليل قياسية من مادة برمنغنات البوتاسيوم والتي تركيزها 0.002 M وذلك بسحب 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، ... مل بواسطة ماصة مدرجة ووضعها في قنينة حجمية سعة 25 مل ونكمل الحجم إلى حد العلامة بواسطة الماء.
2. نشغل الجهاز ونثبت الطول الموجي عند 520 nm .
3. نملأ إحدى خلتي الجهاز بالماء ونضعها في المكان المخصص ونصفر الجهاز أي نجعل قراءة الامتصاص A مساوية إلى الصفر.
4. نملأ الخلية الثانية بالمحلول الأول المحضر في الخطوة 1 ونضعها في الجهاز ونسجل قيمة A .
5. نعيد الخطوة السابقة على المحاليل المحضرة الأخرى.
6. نأخذ المجهول ونكمل الحجم إلى حد العلامة بواسطة الماء ويتم قياس الامتصاص له عند نفس الطول الموجي ونسجل القراءة.
7. نرسم البياني بين قيم الامتصاص A للمحاليل مقابل تركيزها.
8. نستخرج تركيز المجهول من الرسم البياني.